

Wb 및 Elisa용 Anti-Gdf-8/Myostatin Rabbit Monoclonal Antibody - O14793

품목 번호: CM0005733



소개

인간 GDF-8/Myostatin(O14793)을 표적으로 하는 Rabbit monoclonal antibody로, Western blot(WB) 및 ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트에서 교차 반응성을 보입니다. 골격근 성장 연구 및 IVD 분석 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GDF-8/Myostatin Rabbit mAb
비고/별칭	GDF8; MSLHP; GDF-8/Myostatin
종	인간
유전자 ID (인간)	2660
면역원	인간 GDF-8/Myostatin (NP_005250.1)의 아미노산 24-375에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O14793
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스백