

Wb 및 Elisa용 항-Gdf15 단일클론 항체 - Q99988

품목 번호: CM0007137



소개

인간 성장/분화 인자 15(GDF15)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 스트레스 반응, 대사 조절, 암성 악액질, 그리고 메스꺼움 기전 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GDF15 Rabbit mAb
비고/별칭	PDF; MIC1; PLAB; MIC-1; NAG-1; PTGFB; GDF-15; GDF15
종(Species)	Human (인간)
유전자 ID (인간)	9518
유전자 ID	9518
면역원(Immunogen)	인간 GDF15 (NP_004855.2)의 아미노산 100-200 내 합성 펩타이드
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (인간)
SWISS	Q99988
단백질 분자량	34kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)