

If/Icc, Elisa용 Anti-Gdf15 폴리클로날 항체 - Q99988

품목 번호: CM0021676



소개

이 anti-GDF15 토끼 폴리클로날 항체는 IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 식욕 조절, 암성 악액질 및 임신성 구토와 관련된 호르몬인 인간 GDF15에 특이적입니다. 연구 및 진단 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GDF15 Rabbit pAb
비고/별칭	PDF; MIC1; PLAB; MIC-1; NAG-1; PTGFB; GDF-15; GDF15
종	인간(Human)
GeneID (인간)	9518
GeneID	9518
면역원	인간 GDF15 (NP_004855.2)의 아미노산 197-308에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q99988
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스백