

Anti-Gdf15 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q99988

품목 번호: CM0018614



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에 대해 검증된 GDF15 Rabbit Polyclonal Antibody입니다. 인간, 마우스, 랫트 GDF15/MIC-1(스트레스 반응 호르몬 및 악액질 마커)을 검출합니다. 암, 대사 및 임신 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GDF15 Rabbit pAb
비고/별칭	PDF; MIC1; PLAB; MIC-1; NAG-1; PTGFB; GDF-15; GDF15
종(Species)	Human
GeneID	9518
면역원(Immunogen)	인간 GDF15 (NP_004855.2)의 아미노산 49-308에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q99988
단백질 분자량	34kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)