

Wb, Elisa용 Anti-Gdf9 폴리클로널 항체 - O60383

품목 번호: CM0026318

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 인간 성장/분화 인자 9(GDF9)를 표적하는 토끼 폴리클로널 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. 난소 난포 발생 연구에 유용합니다. UniProt O60383.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GDF9 Rabbit pAb
비고/별칭	POF14; GDF9
종(Species)	Human
GeneID (Human)	2661
GeneID	2661
면역원(Immunogen)	인간 GDF9 (NP_005251.1)의 아미노산 205-454에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	O60383
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스백