

## Wb 및 Elisa용 Anti-Gdi1 폴리클로널 항체 - P31150

품목 번호: CM0025152

### 소개

인간 GDI1 (Rab GDP 분리 억제제 알파)에 대한 토끼 폴리클로널 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 인간 및 마우스 GDI1과 교차 반응합니다. Rab 단백질 조절, 막 수송 및 신경계 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | GDI1 Rabbit pAb                                                      |
| 비고/별칭       | 1A; GDIL; MRX41; MRX48; OPHN2; XAP-4; XLID41; RABGD1A; RABGDIA; GDI1 |
| 종           | 인간(Human)                                                            |
| GeneID (인간) | 2664                                                                 |
| GeneID      | 2664                                                                 |
| 면역원         | 인간 GDI1 (NP_001484.1)의 아미노산 188-447에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.       |
| 공급원         | 토끼(Rabbit)                                                           |
| 카테고리        | 폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)                                      |
| 응용          | WB, ELISA                                                            |
| 교차 반응성      | 인간(Human), 마우스(Mouse)                                                |
| SWISS       | P31150                                                               |
| 단백질 분자량     | 51kDa                                                                |
| 배송          | 아이스 팩(Ice bag)                                                       |