

Anti-Gdi2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P50395

품목 번호: CM0028654

소개

웨스턴 블롯(WB), 면역형광/면역세포화학(IF/ICC), ELISA에서 검증된 인간 GDI2 (Rab GDP dissociation inhibitor beta)에 대한 토끼 폴리클론항체. 인간, 마우스, 래트 샘플에 적합합니다. 세포내 이동 연구를 위한 신뢰할 수 있는 검출을 제공합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO Validated] GDI2 Rabbit pAb
비고/별칭	RABGDIB; HEL-S-46e; I2
종	인간
유전자 ID (인간)	2665
유전자 ID	2665
면역원	인간 GDI2 (NP_001485.2)의 아미노산 296-445 서열에 대응하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P50395
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스백