

웨스턴 블롯(Wb), 면역조직화학(Ihc-P), Elisa용 항-젤솔린 단일클론 항체 - P06396

품목 번호: CM0006017



소개

인간 젤솔린(P06396)에 대한 래빗 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블롯(WB), 면역조직화학(IHC-P), ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 반응합니다. 액틴 역학, 세포골격, 섬모형성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	젤솔린 래빗 단일클론 항체
비고/별칭	ADF; AGEL; Gelsolin
종	인간
GeneID (인간)	2934
GeneID	2934
면역원	인간 젤솔린(NP_000168.1)의 아미노산 400-500에 해당하는 서열의 합성 펩타이드
원천	래빗
범주	단일클론 항체
응용 분야	웨스턴 블롯(WB), 면역조직화학(IHC-P), ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P06396
단백질 분자량	86kDa
배송	아이스백