

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 안티-젤솔린(Anti-Gelsolin) 폴리클로날 항체 - P06396

품목 번호: CM0019479



소개

인간 젤솔린(Gelsolin, ADF, AGEL)을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 쥐와 교차 반응합니다. 액틴 골격 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Gelsolin Rabbit pAb
비고/별칭	ADF; AGEL; 젤솔린(Gelsolin)
종(Species)	인간(Human)
GeneID	2934
면역원(Immunogen)	인간 젤솔린(Gelsolin, NP_000168.1)의 아미노산 282-438에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P06396
단백질 분자량	86kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)