

Anti-Gelsolin Rabbit Monoclonal Antibody [Kd Validated] For Wb, Ihc-P, Elisa - P06396

품목 번호: CM0004861

소개

[KD Validated] 웨스턴 블롯(WB), 면역조직화학(IHC-P) 및 ELISA용 재조합 anti-Gelsolin 토끼 단일클론 항체. 인간 Gelsolin (P06396), 86 kDa를 인식합니다. 액틴 골격 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD Validated] Gelsolin Rabbit mAb
비고/별칭	ADF; AGEL; [KD Validated] Gelsolin
종(Species)	인간(Human)
GeneID	2934
면역원(Immunogen)	재조합 단백질[인간 Gelsolin (NP_000168.1)의 아미노산 28-782에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P06396
단백질 분자량(Protein Weight)	86kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)