

웨스턴 블롯, 파라핀 조직 면역조직화학, 엘라이자용 겔솔린 토끼 다클론 항체 - P06396

품목 번호: CM0023407



소개

인간 겔솔린(ADF, AGEL)을 표적으로 하는 KD 검증된 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 적합하며 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 겔솔린은 액틴 필라멘트 다이내믹스를 조절합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KD 검증 완료] 겔솔린 토끼 다클론 항체(pAb)
비고/별칭	ADF; AGEL; [KD 검증 완료] 겔솔린
종	인간
유전자ID (인간)	2934
면역원	인간 겔솔린(NP_000168.1)의 아미노산 28-782에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P06396
단백질 분자량	86kDa
배송 방식	아이스 팩