

Wb, Elisa용 Anti-Gem 토끼 다클로날 항체 - P55040

품목 번호: CM0026538



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 인간 GTP 결합 단백질 GEM (KIR)에 대한 고품질의 토끼 다클로날 항체입니다. 인간 샘플과 반응하며, 세포막에서의 GEM 매개 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	GEM Rabbit pAb
비고/별칭	KIR; GEM
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	2669
유전자 ID	2669
면역원	인간 GEM (NP_005252.1)의 아미노산 1-150에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P55040
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스백