

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Gemin 2 토끼 단클론 항체 - O14893

품목 번호: CM0002888



소개

인간 Gemin 2(SIP1)를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. snRNP 조립 및 pre-mRNA 스플라이싱 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	Gemin 2 토끼 mAb
비고/별칭	SIP1; SIP1-delta; Gemin 2
종	인간
유전자 ID (인간)	8487
유전자 ID	8487
면역원	인간 Gemin 2(O14893)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	O14893
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스 팩