

항-Gemin5 토끼 다클론 항체, Wb·ihc·P·elisa 적용 - Q8Teq6

품목 번호: CM0022826



소개

GEMIN5에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트에서 반응성을 보입니다. snRNP 조립 및 pre-mRNA 스플라이싱 기전 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GEMIN5 토끼 pAb
비고/별칭	NEDCAM; GEMIN-5; GEMIN5
종	인간
GeneID (인간)	25929
GeneID	25929
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8TEQ6
단백질 분자량	169kDa
배송 방법	아이스 팩