


Wb, Elisa용 항-Gemin6 토끼 다클론 항체 - Q8Wxd5

품목 번호: CM0013614



소개

인간 샘플에서 WB와 ELISA에 대해 검증된 GEMIN6 토끼 다클론 항체입니다. snRNP 조립 및 pre-mRNA 스플라이싱에 관여하는 SMN 복합체의 구성 요소인 Gem 관련 단백질 6을 표적으로 합니다. 연구용으로 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GEMIN6 토끼 pAb
비고/별칭	GEMIN6
종	인간
유전자 ID (인간)	79833
유전자 ID	79833
면역원	인간 GEMIN6 (NP_079051.9)의 아미노산 1-167에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q8WXD5
단백질 분자량	19kDa
배송	아이스백