

Wb 및 Elisa용 Anti-Gen1 Rabbit Polyclonal Antibody - Q17Rs7

품목 번호: CM0016856



소개

사람 GEN1에 대한 토끼 다클로널 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 홀리데이 접합부 해결 및 DNA 복구에 관여하는 플랩 엔도뉴클레아제 GEN 호몰로그 1(Q17RS7)을 타겟으로 합니다. 사람 및 마우스 샘플에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GEN1 Rabbit pAb
비고/별칭	Gen; GEN1
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID	348654
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q17RS7
단백질 분자량	103kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)