


Wb, Elisa용 항게피린 단클론 항체 - Q9Nqx3

품목 번호: CM0005561



소개

인간, 마우스, 래트에서 WB, ELISA에 대해 검증된 항게피린 단클론 항체입니다. 억제성 시냅스 조직자 및 물리브덴 보조인자 생합성 효소를 표적으로 합니다. 신경과학 및 대사 연구에 사용됩니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	게피린 토끼 mAb
비고/별칭	GPH; GEPH; HKPXL; GPHRYN; MOCODC; Gephyrin
종	인간
유전자ID (인간)	10243
유전자ID	10243
면역원	합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9NQX3
단백질 분자량	80kDa/83kDa
배송 방식	아이스팩