


웨스턴 블롯 및 Elisa용 Anti-Gephyrin 폴리클론 항체 - Q9Nqx3

품목 번호: CM0026742



소개

인간 Gephyrin (GPHN)에 대한 토끼 폴리클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 사용됩니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 억제성 시냅스 고정 및 모리브덴 보조 인자 생합성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Gephyrin Rabbit pAb
비고/별칭	GPH; GEPH; HKPX1; GPHRYN; MOCODC; Gephyrin
종	인간
GeneID (인간)	10243
GeneID	10243
면역원	인간 Gephyrin (NP_065857.1)의 아미노산 520-769 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9NQX3
단백질 분자량	80kDa
배송	아이스백