


Wb, Elisa용 Anti-Get4 토끼 다클론 항체 - Q7L5D6

품목 번호: CM0020906



소개

골지체에서 소포체로의 수송 단백질 4 동족체(GET4)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 마우스 및 랫드와 반응합니다. 단백질 품질 관리 및 꼬리 고정 단백질 표적화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GET4 토끼 pAb
비고/별칭	CEE; CDG2Y; TRC35; CGI-20; C7orf20; GET4
종	사람
GeneID (사람)	51608
면역원	사람 GET4(NP_057033.2)의 아미노산 1~327에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	Q7L5D6
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스팩