

Anti-Gf14-C 토끼 폴리클론 항체 (Wb 및 Elisa용) - Q6Zkc0

품목 번호: CM0022294



소개

벼 GF14-C (14-3-3 유사 단백질 G-box 인자 14-3-3 homolog C)에 대한 토끼 폴리클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA 응용에 대해 검증되었습니다. 식물 연구 및 진단에 적합합니다. Swiss-Prot Q6ZKC0.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GF14-C 토끼 pAb
비고/별칭	GF14C; OJ1124_B05.7; GF14-C
종	Oryza sativa (벼)
유전자 ID (Oryza sativa)	4345634
면역원	Oryza sativa GF14-C 재조합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	Oryza sativa (벼)
SWISS	Q6ZKC0
단백질 분자량	71kDa
배송	아이스백