

면역형광용 항-Gfap 단클론 항체(접합체) - P14136

품목 번호: CM0009110



소개

면역형광(IF-P) 검증을 완료한 접합 GFAP 토끼 단클론 항체입니다. 50 kDa 정상세포 표지자인 인간, 마우스 및 랫드 GFAP와 반응합니다. 신경과학 연구 및 진단 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	접합 GFAP 토끼 단클론 항체
비고/별칭	ALXDRD
종	인간
GeneID(인간)	2670
GeneID	2670
면역원	합성 펩타이드 인간 GFAP(P14136)의 아미노산 1~100번 서열에 해당하는 합성 펩타이드
항체 생산 동물	토끼
분류	단클론 항체
적용 분야	IF-P
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P14136
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스팩