

Wb, If-F, If-P, Mihc, Elisa용 항-Gfap 단클론 항체 - P14136

품목 번호: CM0003202



소개

WB, IF-F, IF-P, mIHC, ELISA에서 검증된 항-GFAP 토끼 단클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 GFAP(~50 kDa)와 교차 반응합니다. 신경과학 및 성상세포 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GFAP 토끼 단클론 항체
비고/별칭	ALXDRD; GFAP
종	인간
유전자ID (인간)	2670
유전자ID	2670
면역원	합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-F, IF-P, mIHC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P14136
단백질 분자량	50 kDa
배송	아이스백