

Wb, If, Ihc-P, Elisa용 Anti-Gfap 단일클론 항체 - P14136

품목 번호: CM0008822



소개

GFAP Rabbit mAb (P14136)는 WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 토끼 단일클론 항체입니다. 인간 GFAP를 검출하며 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. ~50 kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GFAP Rabbit mAb
비고/별칭	ALXDRD
종	인간(Human)
GeneID (인간)	2670
GeneID	2670
면역원	인간 GFAP (NP_002046.1)의 아미노산 60-383에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P14136
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)