

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Gfap 단일클론 항체 - P14136

품목 번호: CM0004981



소개

사람, 쥐, 랫드의 WB, IF-P, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 마우스 단일클론 GFAP 항체입니다.

중추신경계(CNS) 연구에서 신경교세포(astrocyte) 검출에 필수적이며, CamelBio의 원스톱 소싱 지원을 받을 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GFAP Mouse mAb
비고/별칭	ALXDRD
종(Species)	사람 (Human)
GeneID (사람)	2670
GeneID	2670
면역원(Immunogen)	재조합 단백질/사람 GFAP (NP_002046.1)의 아미노산 60-383에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	마우스 (Mouse)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람 (Human), 마우스 (Mouse), 랫드 (Rat)
SWISS	P14136
단백질 분자량	50 kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)