

## Anti-Gfap 폴리클론 항체 - P14136

품목 번호: CM0017674



### 소개

인간 GFAP를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체로, WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트와 반응합니다. 신경과학 연구에서 성상세포 마커 검출에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 제품명         | GFAP Rabbit pAb                                                |
| 비고/별칭       | ALXDRD; GFAP                                                   |
| 종           | 인간                                                             |
| GeneID (인간) | 2670                                                           |
| GeneID      | 2670                                                           |
| 면역원         | 합성 펩타이드: 인간 GFAP (NP_002046.1)의 아미노산 350-432 서열에 해당하는 합성 펩타이드. |
| 원천          | 토끼                                                             |
| 범주          | 폴리클론 항체                                                        |
| 응용 분야       | WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA                                 |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                                                    |
| SWISS       | P14136                                                         |
| 단백질 분자량     | 50kDa                                                          |
| 배송          | 아이스백                                                           |