

Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P 및 Elisa용 Anti-Gfap Rabbit Polyclonal Antibody - P14136

품목 번호: CM0017567



소개

인간 GFAP에 대한 고품질 토끼 폴리클론항체로, WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트와 반응합니다. 신경과학 연구에서 성상세포 마커 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	GFAP Rabbit pAb
비고/별칭	ALXDRD; GFAP
종	인간
GeneID (Human)	2670
GeneID	2670
면역원	인간 GFAP (NP_002046.1)의 아미노산 1-75 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P14136
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스백