


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Gfer 토끼 다클로날 항체 - P55789

품목 번호: CM0024752



소개

사람 GFER (ALR/ERV1)에 대한 고품질 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P, ELISA용으로 검증되었습니다. 사람, 마우스, 랫트 GFER를 인식합니다. 미토콘드리아 레독스 생물학 및 간 재생 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GFER Rabbit pAb
비고/별칭	ALR; HPO; HSS; ERV1; HPO1; HPO2; HERV1; MMCHD; MPMCD; GFER
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	2671
GeneID	2671
면역원(Immunogen)	사람 GFER (NP_005253.3)의 아미노산 81-205에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P55789
단백질 분자량(Protein Weight)	23kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)