


Anti-Gfm1 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - Q96Rp9

품목 번호: CM0026985



소개

인간 미토콘드리아 신장인자 G(GFM1)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 미토콘드리아 번역 및 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GFM1 Rabbit pAb
비고/별칭	EFG; GFM; EFG1; EFGM; EGF1; hEFG1; COXPD1; mtEF-G1; GFM1
종	인간
GeneID (인간)	85476
GeneID	85476
면역원	인간 GFM1(NP_079272.4)의 아미노산 482-751에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q96RP9
단백질 분자량	83kDa
배송 방식	아이스 팩