


항-Gfpt1 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa) - Q06210

품목 번호: CM0025375



소개

GFPT1에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯팅(WB) 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 쥐 샘플에 적합합니다. 분자량 79kDa인 헥소사민 경로 효소를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GFPT1 토끼 pAb
비고/별칭	GFA; GFAT; GFPT; MSLG; CMS12; GFAT1; CMSTA1; GFAT 1; GFAT1m; GFPTIL; GFPT1
종	인간
유전자 ID (인간)	2673
유전자 ID	2673
면역원	재조합 단백질 인간 GFPT1 (NP_002047.2)의 아미노산 1-150번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q06210
단백질 분자량	79kDa
배송 방식	아이스 팩