

Wb, If/Icc, Elisa용 항Gfpt2 토끼 다클론 항체 - O94808

품목 번호: CM0024022

소개

인간 GFPT2를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다 (SWISS: O94808). WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 핵소사민 생합성 경로 및 단백질 당화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GFPT2 토끼 pAb
비고/별칭	GFAT; GFAT2; GFAT 2; GFPT2
종	인간
유전자 ID	9945
면역원	인간 GFPT2(NP_005101.1)의 아미노산 200-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O94808
단백질 분자량	77kDa
배송 방식	아이스백