

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Gfra1 다클론 항체 - P56159

품목 번호: CM0029101



소개

웨스턴 블롯, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증된 GFRA1 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 GFRA1을 검출합니다. 신경영양 신호 전달 및 도파민성 뉴런 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	GFRA1 토끼 pAb
비고/별칭	GNFR; RETL; RETL1; RHDA4; TRNR1; GDNFRA; GFRalpha-1; GFR-ALPHA-1; GDNFR-alpha-1; GFRA1
종	인간
유전자ID	2674
면역원	인간 GFRA1 (NP_005255.1)의 아미노산 345-420에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P56159
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스백