


Wb 및 Elisa용 Anti-Gfra3 Rabbit Polyclonal Antibody - O60609

품목 번호: CM0030039



소개

인간 GFRA3(GDNF 패밀리 수용체 알파-3)를 표적으로 하는 친화성 정제 토끼 폴리클론항체. WB 및 ELISA에 적합하며, 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 신경영양인자 신호전달 및 말초 신경 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GFRA3 Rabbit pAb
비고/별칭	GDNFR3; GFRA3
종	인간
GeneID (Human)	2676
GeneID	2676
면역원	재조합 단백질; 인간 GFRA3 (NP_001487.2)의 아미노산 32-240에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O60609
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스백