


Anti-Gga2 폴리클론항체, Wb, If/Icc, Elisa용 - Q9Ujy4

품목 번호: CM0014158



소개

웨스턴 블롯, 면역형광/면역세포화학, ELISA 검증 완료된 GGA2 토끼 폴리클론항체. 인간 및 마우스 샘플에서 내인성 GGA2를 검출합니다. 단백질 수송 및 골지체-엔도솜 역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GGA2 Rabbit pAb
비고/별칭	VEAR; GGA2
종	인간
GeneID (인간)	23062
GeneID	23062
면역원	인간 GGA2 (NP_055859.1)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9UJY4
단백질 분자량	67kDa
배송	아이스백