

Wb, Elisa용 Anti-Ggct 폴리클로날 항체 - O75223

품목 번호: CM0031017



소개

인간 감마-글루타밀사이클로전이효소(GGCT)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 글루타티온 항상성 및 세포사멸 연구에 이상적. 인간과 교차반응.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GGCT Rabbit pAb
비고/별칭	GGC; GCTG; CRF21; C7orf24; GGCT
종	인간
GeneID (Human)	79017
GeneID	79017
면역원	인간 GGCT (NP_076956.1)의 아미노산 1-188에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O75223
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스백