

Anti-Ggcx Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - P38435

품목 번호: CM0021807



소개

GGCX Rabbit Polyclonal Antibody (P38435)는 Western blot (WB) 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 응고 및 골대사 연구에 필수적인 인간 및 마우스 비타민 K 의존성 감마-카르복실화효소를 검출합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	GGCX Rabbit pAb
비고/별칭	VKCFD1; GGCX
종	인간
유전자 ID (인간)	2677
유전자 ID	2677
면역원	재조합 단백질 인간 GGCX (NP_000812.2)의 아미노산 479-758에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P38435
단백질 분자량	88kDa
배송	아이스백