


Wb, Elisa용 항-Ggh 다클론 항체 - Q92820

품목 번호: CM0030486



소개

인간 및 마우스에서 교차반응성을 보이며 WB와 ELISA에서 검증된 토끼 항인간 GGH(감마-글루타밀 가수분해효소) 다클론 항체입니다. 엽산 대사 및 항엽산 연구에 이상적입니다. UniProt Q92820.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	GGH 토끼 pAb
비고/별칭	GH; GATD10; GGH
종	인간
유전자ID (인간)	8836
유전자ID	8836
면역원	인간 GGH(NP_003869.1)의 아미노산 25-230번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차반응성	인간, 마우스
SWISS	Q92820
단백질 분자량	36kDa
배송 방법	아이스백