

Wb 및 Elisa용 Anti-Ggt5 토끼 다클론 항체 - P36269

품목 번호: CM0016593

소개

WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간 및 마우스 GGT5를 검출하는 토끼 다클론 항체입니다. 면역원은 아미노산 388-587에 해당합니다. 글루타티온 대사 및 염증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GGT5 토끼 pAb
비고/별칭	GGL; GGT 5; GGTLA1; GGT-REL; GGT5
종	인간
GeneID (인간)	2687
GeneID	2687
면역원	인간 GGT5(NP_001093251.1)의 아미노산 388-587에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P36269
단백질 분자량	62kDa
배송	아이스팩