


Wb, Elisa용 Anti- γ -Catenin 모노클로날 항체 - P14923

품목 번호: CM0006009



소개

γ -Catenin (JUP)을 표적으로 하는 토끼 모노클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 랫트에 대한 교차 반응성이 확인되었으며 WB와 ELISA에 대해 검증되었습니다. 세포 부착 및 접합 복합체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	γ -Catenin Rabbit mAb
비고/별칭	PG; DP3; PDGB; PKGB; CTNNG; DPMI; γ -Catenin
종(Species)	사람 (Human)
GeneID (사람)	3728
면역원(Immunogen)	사람 γ -Catenin (P14923)의 아미노산 15-115에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	모노클로날 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람 (Human), 쥐 (Mouse), 랫트 (Rat)
SWISS	P14923
단백질 분자량	82kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)