


Wb, Ip, Elisa용 항- γ -카테닌 토끼 다클론 항체 - P14923

품목 번호: CM0013704



소개

인간 및 마우스 γ -카테닌(접합 플라코글로빈)을 인식하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IP 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 82 kDa 단백질을 검출합니다. 세포 접착, 심근병증 및 피부과 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	γ -카테닌 토끼 pAb
비고/별칭	PG, DP3, PDGB, PKGB, CTNNG, DPIII, γ -카테닌
종	인간
GeneID (인간)	3728
GeneID	3728
면역원	인간 γ -카테닌(NP_002221.1)의 아미노산 1-300번 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
항체 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P14923
단백질 분자량	82kDa
배송	얼음 팩