

Wb, If/Icc, Elisa용 항 γ -튜불린 토끼 단클론 항체 - P23258

품목 번호: CM0007339



소개

인간, 마우스, 래트에서 WB, IF/ICC, ELISA로 검증된 γ -튜불린 토끼 단클론 항체입니다. 미세소관 형성과 세포 분열에 관여하는 핵심 중심체 단백질인 감마-튜불린을 인식합니다. 세포주기 및 세포골격 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	γ -튜불린 토끼 mAb
비고/별칭	TUBG; GCP-1; CDCBM4; TUBGCPI; γ -튜불린
종	인간
유전자 ID (인간)	7283
면역원	인간 γ -튜불린 재조합 단백질
유래	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P23258
단백질 분자량	51kDa
배송 방식	아이스 팩