

웨스턴 블롯, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti- γ -Tubulin Rabbit Monoclonal Antibody - P23258

품목 번호: CM0006268



소개

γ -Tubulin (TUBG1)를 표적으로 하는 Rabbit monoclonal antibody로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 미세소관 핵형성 및 중심체 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	γ -Tubulin Rabbit mAb
비고/별칭	TUBG; GCP-1; CDCBM4; TUBGCP1; γ -Tubulin
종	인간
유전자 ID (인간)	7283
면역원	인간 γ -Tubulin (P23258)의 아미노산 231-451에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P23258
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스백