

Wb, Elisa용 Anti- γ -Tubulin Rabbit Polyclonal Antibody - P23258

품목 번호: CM0029482



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 γ -Tubulin Rabbit Polyclonal Antibody입니다. 사람, 마우스, 쥐와 반응합니다. 미세소관 핵생성 및 세포소체 기능에 관여하는 γ -Tubulin Ring Complex(γ TuRC)의 핵심 구성 요소인 gamma-tubulin을 타겟으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	γ -Tubulin Rabbit pAb
비고/별칭	TUBG; GCP-1; CDCBM4; TUBGCP1; γ -Tubulin
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID	7283 (Human)
항원(Immunogen)	사람 γ -Tubulin (NP_001061.2)의 아미노산 382-451에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P23258
단백질 분자량	51kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)