

Wb, Elisa용 Anti-Ghd 7.1 토끼 다클론 항체 - Q0D3B6

품목 번호: CM0021514

소개

개화 시기 억제자인 *Oryza sativa* Ghd 7.1(PRR37)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 벼와의 교차 반응성이 확인되었습니다. 광주기성 개화 및 일주기 시계 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Ghd 7.1 토끼 pAb
비고/별칭	HD2; DTH7; PRR37; OsPRR37; Ghd 7.1
종	<i>Oryza sativa</i>
GeneID	4344399
면역원	<i>Oryza sativa</i> Ghd 7.1(Q0D3B6)의 아미노산 1~100번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	<i>Oryza sativa</i>
SWISS	Q0D3B6
단백질 분자량	80kDa
배송	아이스팩