

Wb, Elisa용 Anti-Ghd7 폴리클로날 항체 - E5Rqa1

품목 번호: CM0023505

소개

벼 전사 인자 GHD7에 대한 래빗 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 장일 조건에서 주요 개화 억제 인자를 표적하여, Oryza sativa의 개화 시기 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GHD7 래빗 pAb
비고/별칭	Ghd7; GHD7
종	Oryza sativa (벼)
유전자 ID	107276161
면역원	Oryza sativa GHD7 재조합 단백질
원천	래빗
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	Oryza sativa
SWISS	E5RQA1
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스백