


Wb, Elisa용 Anti-Ghrh 단일클론 항체 - P01286

품목 번호: CM0005710



소개

인간 GHRH (Somatoliberein)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 이 항체는 12kDa 단백질과 반응합니다. 성장 호르몬 분비 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	GHRH Rabbit mAb
비고/별칭	GRF; INN; GHRF; GHRH
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	2691
유전자 ID	2691
면역원	재조합 단백질 인간 GHRH의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다. (NP_066567.1)
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P01286
단백질 분자량	12kDa
배송	아이스백