


Wb, If-P, Elisa용 Anti-Ghrhr 폴리클로널 항체 - Q02643

품목 번호: CM0030643



소개

인간 GHRHR (성장 호르몬 방출 호르몬 수용체)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로널 항체입니다. WB, IF-P 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 랫트 샘플과 교차 반응합니다. 성장 호르몬 신호 전달 및 결핍 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GHRHR Rabbit pAb
비고/별칭	GRFR; GHRFR; IGHD4; IGHD1B; GHRHR
종	Human (인간)
Gene ID (Human)	2692
Gene ID	2692
면역원	인간 GHRHR (NP_000814.2)의 아미노산 1-130에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (폴리클로널 항체)
애플리케이션	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat (인간, 마우스, 랫트)
SWISS	Q02643
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스백