


Wb 및 Elisa용 항Ghrl 다클론 항체 - Q9Ubu3

품목 번호: CM0018591



소개

인간 GHRL(그렐린)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체. WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 식욕 조절, 성장호르몬 분비 및 위 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GHRL 토끼 pAb
비고/별칭	MTLRP; GHRL
종	인간
유전자ID (인간)	51738
유전자ID	51738
면역원	인간 GHRL (NP_057446.1)의 아미노산 1-117번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9UBU3
단백질 분자량	13kDa
배송	아이스백