


Anti-Ghsr Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q92847

품목 번호: CM0023714



소개

인간 GHSR(그렐린 수용체)에 대한 토끼 폴리클론 항체. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합하며, 마우스 및 래트와 교차 반응성을 보입니다. 식욕 조절 및 성장 호르몬 분비 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GHSR 토끼 pAb
비고/별칭	GHDP; GHSR
종	인간
유전자 ID (인간)	2693
유전자 ID	2693
면역원	인간 GHSR (NP_940799.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q92847
단백질 무게	41kDa
배송	아이스팩