

Anti-Giantin Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q14789

품목 번호: CM0021295

소개

인간 Giantin(GOLGB1, Q14789)에 대한 토끼 폴리클론 항체. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증됨. ~376 kDa의 골지체 막 단백질을 표적하며, 세포질 간 교량 형성에 관여합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Giantin Rabbit pAb
비고/별칭	GCP; GCP372; GOLIM1; Giantin
종	인간
GeneID	2804
면역원	인간 Giantin (NP_004478.3)의 아미노산 1123-1302에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q14789
단백질 무게	376kDa
배송	아이스백