

Anti-Gid1A Rabbit Polyclonal Antibody For Wb - Q9Maa7

품목 번호: CM0024230



소개

아라비도시스 탈리아나(Arabidopsis thaliana) 지베렐린 수용체 GID1A (ATCXE10)에 대한 토끼 폴리클론 항체. 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA 검증. GA 신호 전달, 식물 성장 및 발달 연구에 이상적. 면역원: 아미노산 50-150 내 합성 펩타이드.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GID1A Rabbit pAb
비고/별칭	ATGID1A, GA INSENSITIVE DWARF1A, T12H1.8, T12H1_8, GID1A
종	아라비도시스 탈리아나 (Arabidopsis thaliana)
GeneID	819674
면역원	아라비도시스 탈리아나 GID1A (NP_187163.1)의 아미노산 50-150 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	아라비도시스 탈리아나
SWISS	Q9MAA7
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스백